



Chirurgie pilotée

FICHE TECHNIQUE

In-Kone® twinKon®



ZI de Sacuny
118 Avenue Marcel Mérieux, 69530 BRIGNAIS
Tél : 04 78 56 97 00 – Fax : 04 78 56 01 63
www.globald.com

Ce document a pour but de préciser les préconisations d'utilisation du kit de chirurgie pilotée. Pour le protocole ULTIMATE se reporter respectivement aux protocoles de chirurgie In-Kone® et twinKon®.

La planification d'implants Global D est facilitée par la présence des implants Global D dans de nombreuses bibliothèques de logiciels de planification, en particulier :



Deux options sont alors disponibles :

- La chirurgie guidée dite « Full Guided » avec forage et pose de l'implant à travers le guide
- La chirurgie pilotée où seul le premier foret sera utilisé avec le guide

LA CHIRURGIE PILOTÉE

La chirurgie pilotée by Global D permet aux praticiens de :

- Planifier le positionnement tridimensionnel des implants dentaires, élément clé de la pérennité des restaurations implanto-portées
- Anticiper lors de la planification la prothèse la plus adaptée à la situation clinique
- Permettre le contrôle de l'axe et de la profondeur de forage pilote, pour chaque implant planifié
- La chirurgie pilotée by Global D est définie comme la chirurgie guidée du premier foret, dit « pilote » ou « initial ». Ce foret de diamètre 2 mm et de différentes longueurs travaillantes comporte des butées intégrées. Une fois l'axe initial et la profondeur de forage obtenus par ce foret pilote guidé, le guide chirurgical est déposé hors bouche et les autres étapes de forage et de pose d'implants sont effectuées à main levée.

DESCRIPTIF DU KIT DE CHIRURGIE PILOTÉE (Ref. DKITG20)


FORETS PILOTES

La trousse (Ref. DKITG20) comporte **6 forets pilotes de diamètre 2 mm avec butée intégrée, soit en longueurs travaillantes : 17.3 ; 19 ; 20.5 ; 22 ; 23.5 et 25.5 mm.**



CLAVETTES ET FORET ASSOCIÉ

La chirurgie pilotée ou guidée ne pouvant donner de résultats probants que si le guide de chirurgie est stable tout au long de la procédure de forage, Global D inclut dans son kit de chirurgie pilotée **3 clavettes** pour stabiliser le guide, en particulier en cas d'édenté total, ainsi qu'un **foret de diamètre 1.5 mm** pour réaliser le puits de forage et ainsi faciliter l'insertion de ces clavettes dans l'os.



1. Foret pour clavette (Ref. FIP-150G /NLI100001)
2. Emplacements pour clavettes (3)
(Ref. PINGS /NLI100003)
3. Emplacement libre
4. Foret Ø 2mm L 17.3 mm (Ref. FIP-200-17 /DFG20L1)
5. Foret Ø 2mm L 19 mm (Ref. FIP-200-19 /DFG20L2)
6. Foret Ø 2mm L 20.5 mm (Ref. FIP-200-205 /DFG20L3)
7. Foret Ø 2mm L 22 mm (Ref. FIP-200-22 /DFG20L4)
8. Foret Ø 2mm L 23.5 mm (Ref. FIP-200-235 /DFG20L5)
9. Foret Ø 2mm L 25.5 mm (Ref. FIP-200-255 /DFG20L6)

DOUILLES (NON INCLUSES DANS LE KIT DE CHIRURGIE PILOTÉE)

Pour les impressions de guide chirurgical, Global D met à disposition de façon indépendante à la trousse des **douilles correspondantes aux forets pilotes et aux clavettes**, référencées ainsi :

- DMTS2.0L5* : (référence Steco : M.27.31D200L5) douilles diamètre 2 mm pour le guide en chirurgie pilotée
- DMTS1.5L10* : (référence Steco : M.27.20.D150L10) douilles pour les clavettes.
- DMTS1.5L6* : (référence Steco : M.27.03.D150L6) douilles souvent utilisées avec nos vis Graftek VA1.5KL11, VA1.5KL13 et VA1.5KL15.

Ces douilles permettent les différents forages à travers le guide chirurgical en diminuant le risque de créer des copeaux de résine issus du guide chirurgical.

ÉTAPES CLINIQUES

Nos guides chirurgicaux peuvent être à appui dentaire ou en cas d'édenté total à appui muqueux, le guide sera alors fixé à l'os avec des clavettes de fixation.

Stabilisation du guide chirurgical à l'aide de clavettes

Le guide est placé en bouche, procéder au forage à travers les douilles des clavettes pour la mise en place des clavettes à l'aide du foret 1.5 mm et mettre en place ces dernières dans le puis de forage réalisé. S'assurer de la bonne tenue du guide en bouche.

Lambeau ou flapless

Différents abords sont possibles, notamment :

- Technique avec mini-incision : réaliser un lambeau de type « boutonnière » : une incision crestale de 5 mm est réalisée. Elle doit permettre une visualisation de la crête osseuse pour le passage des forets.
- Technique sans lambeau dite « Flapless », avec forage pilote direct à travers le guide.
- Technique avec lambeau

Forage pilote : axe et profondeur de forage

Passer le foret pilote selon la longueur sélectionnée lors de la planification et forer jusqu'à ce que la butée entre en contact avec la douille du guide chirurgical.

Suite procédure de forage



RECOMMANDATIONS PREALABLES

Pour la suite du forage des implants In-Kone® et twinKon®, la trousse ULTIMATE est alors utilisée.

En cas d'utilisation du **foret étagé Ø 2.4 mm**, les butées de forage sont recommandées.

Ne commencer la rotation du moteur qu'une fois le foret engagé dans le puits de forage précédent afin de ne pas perdre l'axe et la profondeur de forage précédemment réalisés.

La vérification de l'axe et de la profondeur est possible avec les instruments : jauge de profondeur (Réf. DJP) et indicateur de direction (Réf. DAPULTI-C).

LOGICIELS DE PLANIFICATION

Si notre kit de chirurgie pilotée n'apparaît pas ou en cas de modification d'offset, vous pouvez vous référer aux fiches techniques associées aux QR Codes suivants :



Utilisateurs
BlueSkyPlan et
douilles Global D



Utilisateurs
coDiagnostiX et
douilles Global D



Utilisateurs
Sicat/Planmeca et
douilles Global D



Utilisateurs
Implant Studio et
douilles Global D



Utilisateurs
Exoplan et
douilles Global D

En cas d'absence de la douille Steco avec collerette, planifiez avec une douille sans collerette en vous reportant à nos consignes pour intégrer les offsets et utilisez nos douilles avec collerette pour vos guides.

Si votre logiciel n'apparaît pas, ou en cas de questions, merci de contacter Global D.

* Les douilles (réf DMTS2.0L5, DMTS1.5L6 et DMTS1.5L10) sont des dispositifs médicaux fabriqués et marqués CE par le fabricant STECO system technik GmbH & Co. KG. Merci de consulter la notice d'instructions du fabricant avant toute utilisation.