

Chirurgie guidée
ULTIMATE G42 & G52




GlobalD

Pourquoi choisir nos trousses de chirurgie guidée **ULTIMATE G42 & G52**



- **Précision maximisée**
forets en guidage direct pour un contrôle continu du forage dès l'entrée en contact avec l'os.
- **Adaptabilité clinique**
compatibilité avec les implants In-Kone® (NR, ST & WD) et twinKon®.
De l'unitaire à l'édentement total.
- **Technologie renforcée**
instruments traités DLC (Diamond Like Carbon) pour réduire la friction avec les douilles et limiter l'usure.
- **Souplesse du flux numérique**
bibliothèques intégrées dans les principaux logiciels de planification (coDiagnostiX®, BlueSkyPlan®, Exoplan®, RealGuide®, Implant Studio, SMOP, Romexis®, etc.).
- **Confort opératoire**
séquences de forage optimisées selon la densité osseuse, avec option de sous- ou de sur-forage.
- **Confort patient**
réduction du stress opératoire et des suites post-chirurgicales grâce à une approche mini-invasive.

Global D et ses trousse de chirurgie guidée se distinguent par la philosophie **ULTIMATE**

Une ergonomie simplifiée

(codage couleur, forets calibrés, clavettes intégrées)

Nouvelle génération de clés porte-implant

- Offset intégré (10 mm), plus besoin d'anneaux.
- Utilisable au contre-angle ou en manuel via un adaptateur.
- Traitement DLC : moins de friction, plus de confort.


Une pose plus rapide, précise et continue.

Planification prothétique intégrée

Quand le logiciel le permet, nous intégrons les pièces prothétiques dès la planification pour préparer la prothèse provisoire et fluidifier le flux de travail entre chirurgie et prothèse.

Protocole OLYMP

Pour les réhabilitations complètes, le protocole OLYMP associe la trousse G42 à un guide à étages pour une mise en charge immédiate avec prothèse provisoire, tout en numérique; en deux rendez-vous



Chez Global D, nous plaçons la triple **intégration** : osseuse, parodontale et mécanique **au cœur de nos développements**.

Nos trousse de chirurgie guidée prolongent cette philosophie en offrant aux praticiens un protocole clair, fiable et pensé pour la pratique quotidienne.

Rejoignez la communauté des praticiens qui choisissent la précision.

Les troussees **ULTIMATE G42 et G52** sont plus qu'un instrument : ce sont vos alliées pour des restaurations fiables, esthétiques et durables.

CONTACTEZ VOTRE
REPRÉSENTANT OU
VISITEZ **GLOBALD.COM**
POUR PLANIFIER
UNE PRÉSENTATION
PERSONNALISÉE



ZI de Sacuny
118 Avenue Marcel Mérieux
Brignais - France

Tél. +33 (0)4 78 56 97 00
fax +33 (0)4 78 56 01 63

www.globald.com

Les produits présentés sont des Dispositifs Médicaux de classe I et IIb et à ce titre sont porteurs du marquage CE (CE0459) conformément à la Directive 93/42/CEE. Ces dispositifs ne sont pas soumis au régime de remboursement de la Sécurité Sociale.

Il est possible que les dispositifs médicaux présentés ne soient pas disponibles à la vente dans tous les pays. Pour tout complément d'information veuillez contacter le service commercial de Global D.

Merci de consulter la notice d'instructions avant toute utilisation. En cas de doute veuillez-vous rapprocher du service commercial de Global D.

Les notices d'instructions sont dématérialisées. Ainsi un QR code et un lien URL sont présents sur l'étiquette du dispositif. Les notices sont néanmoins disponibles sur simple demande et sans frais supplémentaire sous un délai de 7 jours. La demande doit être effectuée à l'adresse suivante : quality@globald.com.

