

Dispositifs médicaux Global D utilisés :
(Collez l'étiquette de traçabilité du pack stérile Easytek
ou notez la référence des produits utilisés)

CARNET DE TRAÇABILITÉ

Etiquette patient

Coordonnées du praticien



Date de votre opération :

Vous avez été opéré(e) par le Docteur :

.....

Type d'intervention :

.....

.....

Dispositifs médicaux Global D utilisés :

(Collez l'étiquette de traçabilité du pack stérile Easytek
ou notez la référence des produits utilisés)

Tête de vis à empreinte :  

Dispositifs médicaux Global D utilisés :

(Collez l'étiquette de traçabilité du pack stérile Easytek
ou notez la référence des produits utilisés)



Informations :

Toutes les plaques et vis implantables Global D sont en titane (matériau biocompatible) et peuvent rester en place à vie (l'ablation du matériel n'est pas systématique, parlez-en avec votre praticien).

Ce matériau est amagnétique et ne présente aucune contre-indication pour les examens de type scanner ou IRM.

Global D conçoit, fabrique et commercialise des dispositifs médicaux innovants destinés à la Chirurgie Cranio-Maxillo-Faciale, à l'Orthodontie et à l'Implantologie Dentaire. Ces dispositifs sont conformes aux normes ASTM F67 et ISO 5832-2, ASTM F136 et ISO 5832-3