

INNOVATION
EXPERTISE

**GAMME
DENTAIRE**





ORIGINE DES GREFFONS

Têtes fémorales prélevées uniquement en France sur donneurs vivants.



PROCÉDÉ SUPERCRIT®

Le traitement appliqué est à base de CO₂ supercritique, reconnu pour son efficacité délipidante et sa capacité à préserver la matrice osseuse. En intégrant une étape anti-prions et une radiostérilisation gamma, ce procédé assure la sécurité virale et la stérilité des produits.



EFFICACITÉ CLINIQUE

- Volume initial de la tête fémorale préservé
- Hydrophilie optimale
- Propriétés biomécaniques naturelles de l'os conservées



CONDITIONNEMENT

La poudre d'os est proposée dans une seringue au design spécifiquement développé. Cette innovation permet au chirurgien de réaliser la réhydratation du tissu osseux dans des conditions d'asepsie optimales, et de l'appliquer directement dans le site de greffe. Ce conditionnement est adapté pour tous les comblements osseux, de la chirurgie orale à la neurochirurgie.



CONSERVATION

Les greffons BIOBank sont livrés stériles dans un double emballage étanche permettant leur conservation à température ambiante pendant 5 ans.



UTILISATION

Après réhydratation, les greffons osseux BIOBank retrouvent leur élasticité naturelle et peuvent-être facilement façonnés et adaptés au site de greffe.

FORMES GÉOMÉTRIQUES

BIOBANK
EST UNE BANQUE
FRANÇAISE DE TISSUS
AUTORISÉE PAR L'ANSM
POUR LA CONSERVATION,
LA TRANSFORMATION
ET LA DISTRIBUTION
DE GREFFONS OSSEUX
HUMAINS.



PLAQUETTES D'OS CORTICO-SPONGIEUX

90065 • 15 x 10 x 4 mm

90066 • 22 x 12 x 4 mm

—
Greffes d'apposition
des crêtes atrophiques



BLOC SPONGIEUX

90012 • 20 x 10 x 10 mm

—
Comblement de site
de prélèvement



LAMES CORTICALES

90063 • 12 x 10 mm

90064 • 18 x 10 mm

—
Reconstruction 2D ou 3D
par technique de coffrage



POUDRES D'OS



CONDITIONNEMENT EN FLACON

Poudre d'os **spongieux « S »**
Granulométrie **0,5 mm**

90031 Volume • 0,5 cc

90032 Volume • 1 cc

90033 Volume • 2 cc

90034 Volume • 4 cc

Poudre d'os **spongieux « L »**
Granulométrie **1 mm**

90041 Volume • 0,5 cc

90042 Volume • 1 cc

90043 Volume • 2 cc

90044 Volume • 4 cc

Poudre d'os **cortico-spongieux « S »**
Granulométrie **0,5 mm**

90051 Volume • 0,5 cc

90052 Volume • 1 cc

90053 Volume • 2 cc

90054 Volume • 4 cc



CONDITIONNEMENT EN SERINGUE

Poudre d'os **spongieux « S »**
Granulométrie **0,5 mm**

90035 Volume • 0,5 cc

90036 Volume • 1 cc

90037 Volume • 2 cc

Poudre d'os **cortico-spongieux « S »**
Granulométrie **0,5 mm**

90055 Volume • 0,5 cc

90056 Volume • 1 cc

90057 Volume • 2 cc

- Comblement péri-implantaire avec mise en fonction différée des implants
- Comblement post-extractionnel
- Comblement de poche kystique
- Comblement des lésions angulaires des maladies parodontales
- Comblement pour élévation sinusienne
- Augmentation de volume osseux par ROG



GREFFON SUR MESURE



GREFFON SUR MESURE

90067 Os cortico-spongieux

90068 Os spongieux

Augmentation de volume osseux
en épaisseur et en hauteur

Avantages pour le chirurgien

- Meilleure planification de la greffe osseuse
- Gain de temps chirurgical
- Amélioration de la congruence greffon / site receveur
- Facilité d'ostéosynthèse et meilleure stabilité du greffon
- Optimisation de l'ostéoconduction

Avantages pour le patient

- Diminution du temps d'ouverture du site de greffe
- Diminution des suites opératoires
- Amélioration du résultat clinique et esthétique



3 rue Georges Charpak
77127 Lieusaint • France

TÉL. +33 1 64 42 00 75

FAX +33 1 64 42 59 60

commercial@biobank.fr

WWW.BIOBANK.FR