



Douilles FICHE TECHNIQUE



ZI de Sacuny
118 Avenue Marcel Mérieux, 69530 BRIGNAIS
Tél : 04 78 56 97 00 – Fax : 04 78 56 01 63
www.globald.com

Ce document a pour but de préciser les préconisations d'utilisation douilles ou Master Tubes de marque Steco*. Ces derniers sont adaptées pour les guides chirurgicaux pilotes ou entièrement guidés dits « full guided » ainsi que pour les clavettes et les vis.

Global D propose une gamme de douilles ou Master Tubes de marque Steco* adaptées pour les guides chirurgicaux pilotes ou entièrement guidés dits « full guided » ainsi que pour les clavettes et les vis.

Le guide chirurgical est élaboré sur la base de la planification implantaire du praticien. Il est fabriqué avec précision par impression 3D chez le chirurgien-dentiste ou le prothésiste dentaire ou chez un prestataire externe. Les douilles sont ensuite placées, et collées si nécessaire, dans les orifices préparés à cet effet et disposés selon la planification.

Il est conseillé de régler préalablement le diamètre intérieur du logement dans le guide sur l'imprimante 3D qui sera utilisé afin d'obtenir une rétention idéale pour chaque type de douilles.

Retrouvez la **gamme complète de douilles Steco**, commercialisées par **Global D** :

		Référence Global D	Référence Steco
Douilles guide chirurgical pilote G20	Pack de 10	DMTS2.0L5	M.27.31D200L5
Douilles guide chirurgical G42	Pack de 5	DMTS4.2L4	M.27.15.D420
Douilles guide chirurgical G52	Pack de 5	DMTS5.2L4	M.27.15.D520
Douilles pour les clavettes	Pack de 10	DMTS1.5L10	M.27.20.D150L10
Douilles souvent utilisées avec nos vis Graftek VA1.5KL11 VA1.5KL13 et VA1.5KL15.	Pack de 10	DMTS1.5L6	M.27.03.D150L6



* Les douilles (réf DMTS2.0L5, DMTS4.2L4, DMTS5.2L4, DMDMTS1.5L6 et DMTS1.5L10) sont des dispositifs médicaux fabriqués et marqués CE par le fabricant STECO system technik GmbH & Co.