



PURE SIMPLICITY

S W I S S  M A D E



GLOBAL DISPLAY

**IMPLANTOLOGIE
CHIRURGIE ORALE**
Système de moteur par Bien-Air Dental

GLOBAL DISPLAY

Simplicité. Voici le maître-mot du nouveau système moteur d'implantologie et de chirurgie orale développée par Bien-Air Dental. Lors de la conception de ce système, tout a été pensé afin d'en faciliter l'utilisation, jusque dans les moindres détails.

PURE SIMPLICITY



IMPLANTOLOGY
motor system

ORAL SURGERY
motor system

NAVIGATION INTUITIVE

Grâce à son bouton de commande unique, la navigation devient un jeu d'enfant. Tournez le bouton pour faire défiler les menus puis validez votre choix par une simple pression. Vous avez dit simplicité ?

PRÉCISION ABSOLUE

Grâce à un système électronique de haute précision, le couple sélectionné sur la console correspond exactement au couple obtenu à la sortie de votre instrument*. Aucune calibration supplémentaire n'est donc requise. C'est aussi simple qu'il y paraît.

SÉQUENCES OPÉRATOIRES PRÉPROGRAMMÉES

Grâce aux séquences opératoires préprogrammées, réalisez vos interventions en un minimum de temps. En fonction des données cliniques de votre patient, déterminez le nombre de séquences nécessaires à la réalisation de votre intervention – 3, 4 ou 5. Les paramètres de chaque étape sont alors automatiquement affichés. Vous pouvez maintenant réaliser votre opération, tout simplement.

INTERFACE CLAIRE ET CONCISE

Sobre et simple, l'écran vous donne accès en un coup d'œil à toutes les informations essentielles au bon déroulement de votre intervention : type d'instruments, vitesse, couple, débit d'irrigation et sens de rotation.

SIMPLE, JUSQUE DANS L'ENTRETIEN

Le bouton de commande peut être facilement retiré de la console et stérilisé. De plus, la zone de contrôle est protégée par un verre hautement résistant et facile à nettoyer. La simplicité se cache aussi dans les détails.

* Selon les tests effectués dans le laboratoire de recherche de Bien-Air Dental, les valeurs de couple affichées sur les systèmes Bien-Air Dental sont considérablement plus précises (marge d'erreur de +/- 5%) que celles affichées sur les systèmes des concurrents (marge d'erreur de +/- 10%).

GLOBAL DISPLAY



En plus de l'implantologie, les interventions de chirurgie orale font également partie de votre quotidien ?

Découvrez le **GLOBAL DISPLAY**, spécialement créé pour les chirurgiens-dentistes et les chirurgiens maxillo-facial.

Grâce à ses multiples combinaisons possibles, le **GLOBAL DISPLAY** est le système parfait pour réaliser l'ensemble de vos interventions de parodontologie et de chirurgie orale.



CHIRURGIE ORALE

(y compris extraction de dents de sagesse)

Combiné à la pièce-à-main droite PM 1:2 et au micromoteur MX-i PLUS, le **GLOBAL DISPLAY** est la solution parfaite pour vos interventions de chirurgie orale et notamment l'extraction de dents de sagesse.

Grâce à la puissance élevée de la PM 1:2, la durée de coupe est réduite de 70% (12 secondes pour sectionner entièrement une dent) et la force requise est nettement diminuée. Le risque de surchauffe est considérablement réduit grâce au système d'auto-ventilation intégré du MX-i PLUS.

CHIRURGIE ORALE ET PARODONTOLOGIE

Vous pouvez également réaliser vos interventions de chirurgie orale et de parodontologie grâce à la combinaison **GLOBAL DISPLAY**, micromoteur MX-i PLUS et nouveau contre-angle CA 1:2.5.

Alors que la forme angulaire du contre-angle s'avère plus adaptée qu'une pièce-à-main droite selon la zone opératoire ciblée, le couple important du MX-i PLUS et son système d'auto-ventilation intégré assurent une intervention rapide et sans surchauffe de l'instrument, même lors d'opérations longues et complexes. Travaillez en toute sécurité!

S W I S S  M A D E



GLOBAL DISPLAY avec 1 contre-angle CA 20:1 L

1 x SET GLOBAL DISPLAY REF 1700888-001



- ✓ **Navigation intuitive**
un seul et unique bouton rotatif de commande
- ✓ **Contre-angle lumière CA 20:1 L Micro-Series**
2 ans de garantie
- ✓ **Micromoteur MX-i LED PLUS autoventilé**
avec roulements à billes en céramiques
3 ans de garantie
- ✓ **Couple maximum 80 Ncm**

Le pack comprend:

- 1 x console GLOBAL DISPLAY
- 1 x contre-angle lumière CA 20:1 L Micro-series
- 1 x micromoteur MX-i LED PLUS 3rd Gen avec 3 ans de garantie
- 1 x câble MX-i LED PLUS 3rd Gen
- 1 x pédale de contrôle
- 1 x support pièce à main
- 5 x lignes d'irrigation
- 2 x films de protection

NEW

CONTRE-ANGLE AVEC LUMIÈRE CA 1:2.5 L

CA 1:2.5 L + KIT DE LANCEMENT 4 FRAISES REF 1601163-001
CA 1:2.5 L MS + STARTER KIT 4 BURS REF 1601164-001

micro
SERIES



- Ratio 1:2.5 - pour vos interventions de chirurgie et de parodontie
- Technologie d'irrigation brevetée
- Technologie de barreaux en verre multibrins
- Multiplicateur 1:2.5 - vitesse maximale 100,000 rpm
- Résistance élevée à la corrosion

CONTRE-ANGLE AVEC LUMIÈRE CA 20:1 L

CONTRA-ANGLE CA 20:1 L MICRO-SERIES REF 1600692-001
CONTRA-ANGLE CA 20:1 L STANDARD REF 1600598-001



- Technologie d'irrigation brevetée
- Technologie de barreaux en verre multibrins
- Résistance élevée à la corrosion

PM 1:1 SPRAY EXTERNE

PM 1:1 REF 1600052-001



- Spray externe
- Compatible avec les micromoteurs Micro-Series
- Sans éclairage

PM 1:2 SPRAY EXTERNE

PM 1:2 REF 1600436-001



- Douille avec tube d'irrigation et bague de serrage
- Compatible avec les micromoteurs Micro-Series
- Jusqu'à 80'000 Rpm
- Sans éclairage

KIT MOTOR MX-i PLUS + CABLE

- KIT REF 1700758-001
- MICROMOTEUR MX-i LED REF 1600755-001
- CABLE MX-i PLUS LED REF 1601069-001



BOUTON DE COMMANDE

BOUTON DE COMMANDE REF 1307031-001



Bouton de commande stérilisable

LIGNES D'IRRIGATION JETABLES

10 x LIGNES D'IRRIGATION
REF 1500984-010



Set de 10 lignes d'irrigation stériles à usage unique

FILMS DE PROTECTION STÉRILES

10 x FILM DE PROTECTION STÉRILE
REF 1502329-010



Set de 10 films stériles à usage unique

SWISS MADE

WWW.BIENAIR.COM



SPRAYNET® 99.99 % de réduction de la charge microbienne



Uniquement pour les
Einzig für Reinigung
Exclusively for dental
Únicamente para
Unicamente per
Только для очистки

Tous les composants sont conformes
copées ou des normes allemandes
entsprechen den gängigen
fordernungen. Alle Komponenten
or food grade standard. Toda
las exigencias actuales de
Tutti i componenti sono conformi
o norme alimentari. Все компоненты
фармакопей и декларируются

Extérieur- avec chiffon- Außen mit
cloth- Exterior con un trapo- Außen mit
поверхности с использованием
Appareillages, moteurs électriques
Instrumente, Elektromotoren
Instrumente, elektrische Motoren
Instrumentación, motores eléctricos
Apparecchiatura, motori elettrici
Приборы, электродвигатели

Extérieur- Assouplir- Außen mit
поверхности
Turbinen, pièces à main, contre-angles
Turbinen, Hand- und Winkelstücke
Turbinen, hand-pieces, contra-ángulos
Turbinas, piezas de mano, contra-ángulos
Turbinas, diritti e contropiedi
Турбины, прямые и угловые детали

Intérieur- Innen mit
поверхности
Turbinen, pièces à main, contre-angles
Turbinen, Hand- und Winkelstücke
Turbinen, hand-pieces, contra-ángulos
Turbinas, piezas de mano, contra-ángulos
Turbinas, diritti e contropiedi
Турбины, прямые и угловые детали

UN 1950 500 ml

Parce que la sécurité du patient a toujours été notre priorité, les instruments Bien-Air ont été spécialement conçus afin de protéger vos patients des contaminations croisées. Notre gamme de produits de maintenance vous offre la garantie d'une hygiène impeccable et d'une longévité optimale pour vos instruments Bien-Air.

Aujourd'hui plus que jamais, notre Spraynet® (exclusivité Bien-Air) est votre allié.

Pour plus d'informations sur les produits d'entretien Bien-Air: www.maintenance.bienair.com

ACCESSOIRES ET MAINTENANCE

MAINTENANCE SPRAYNET / LUBRIFLUID / AQUACARE

SPRAYNET REF 1600036-006
LUBRIFLUID REF 1600064-006
AQUACARE REF 1600617-006




SUPPORT POUR CONTRE-ANGLE

SUPPORT POUR CONTRE-ANGLE REF 1301575-001



CLIPS D'IRRIGATION

BRIDES DE FIXATION REF 1303711-001





PURE SIMPLICITY

GLOBAL DISPLAY

WWW.BIENAIR.COM



Global D

ZI de Sacuny - 118 Avenue Marcel Mérieux
Brignais - France

Tél. +33 (0)4 78 56 97 00 - Fax +33 (0)4 78 56 01 63

www.globald.com



Distributeur des produits fabriqués
et/ou distribués par Bien-Air



Bien-Air France Sàrl

19-21 rue du 8 Mai 1945

94110 Arcueil - France

Tél. +33 (0)1 49 08 02 60 - Fax +33 (0)1 46 64 86 58

www.bienair.com



Fabriquant et distributeur

